

Anti-P2Ry2 폴리클론항체 For Wb, Elisa - P41231

품목 번호: CM0013723



소개

인간 P2RY2(P41231)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. GPCR 신호전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	P2RY2 Rabbit pAb
비고/별칭	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
종	인간
GeneID (인간)	5029
GeneID	5029
면역원	인간 P2RY2 (NP_788086.1)의 아미노산 278-377에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41231
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백