

Wb, If-P, Elisa용 Anti-P2Y12 토끼 단일클론 항체 - Q9Cpv9

품목 번호: CM0002872

소개

웨스턴 블롯(Western blot), 파라핀 포매 면역형광(IF-paraffin), ELISA에 대해 검증된 Anti-P2Y12 토끼 단일클론 항체입니다. 지혈 및 혈전증 연구에 중요한 혈소판 ADP 수용체인 마우스 및 랫트 P2Y12를 검출합니다. 응고 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P2Y12 Rabbit mAb
비고/별칭	P2Y12; 2900079B22Rik; 4921504D23Rik
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	28996
GeneID	70839
면역원(Immunogen)	마우스 P2Y12 (Q9CPV9)의 아미노산 120-347에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	Q9CPV9
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스백