


## Anti-P38 Mapk (Ko 검증 완료) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q16539

품목 번호: CM0008646



### 소개

Western blot 및 ELISA용 KO 검증 완료 anti-p38 MAPK 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 쥐의 p38 MAPK(41 kDa)를 검출합니다. MAPK 신호 전달, 염증 및 스트레스 반응 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KO 검증 완료] p38 MAPK 토끼 mAb                                                           |
| 비고/별칭       | RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; PK |
| 종           | 인간                                                                                   |
| GeneID (인간) | 1432                                                                                 |
| GeneID      | 1432                                                                                 |
| 면역원         | 합성 펩타이드                                                                              |
| 출처          | 토끼                                                                                   |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                                              |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                                            |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 쥐                                                                           |
| SWISS       | Q16539                                                                               |
| 단백질 무게      | 41kDa                                                                                |
| 배송          | 아이스팩                                                                                 |