


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-P38 Mapk 폴리클론항체 - Q16539

품목 번호: CM0013074



소개

인간 p38 MAPK (MAPK14)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 스트레스 신호전달, 염증 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	p38 MAPK Rabbit pAb
비고/별칭	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
종	인간
유전자 ID	1432
면역원	인간 p38 MAPK (NP_620581.1)의 아미노산 261-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16539
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백