


Wb, If/Icc, Elisa용 항-P38 Mapk 토끼 단클론 항체 - Q16539

품목 번호: CM0005186



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 항-p38 MAPK 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 MAPK14 단백질을 검출합니다. 스트레스 활성화 MAP 키나아제 캐스케이드 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	p38 MAPK 토끼 mAb
비고/별칭	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
종	인간
유전자 ID	1432
면역원	합성 펩티드; 인간 p38 MAPK(Q16539)의 아미노산 100-200 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16539
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스백