


Wb용 Anti-P38 Mapk 토끼 다클론 항체 - Q16539

품목 번호: CM0016520



소개

인간 p38 MAPK(SWISS: Q16539)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫드와 교차 반응성을 가집니다. 41 kDa 단백질을 검출하며 염증, 세포자멸사, 세포 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	p38 MAPK 토끼 pAb
비고/별칭	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
종	인간
유전자ID (인간)	1432
유전자ID	1432
면역원	인간 p38 MAPK (NP_620581.1)의 아미노산 261-360번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16539
단백질 분자량	41kDa
배송 방법	아이스백