

Anti-P47Phox/Ncf1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P14598

품목 번호: CM0007735



소개

인간 p47phox/NCF1 (P14598)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, NADPH 옥시다제 활성화에 필수적인 45 kDa 단백질을 검출합니다. CGD 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	p47phox/NCF1 Rabbit mAb
비고/별칭	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
종	인간
GeneID (Human)	653361
GeneID	653361
면역원	합성 펩타이드 인간 p47phox/NCF1 (P14598)의 아미노산 291-390 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P14598
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백