


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-P4Ha1 토끼 다클론 항체 - P13674

품목 번호: CM0013777



소개

인간 P4HA1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. Western blot, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 61 kDa 밴드를 검출하며, 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 콜라겐 생합성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P4HA1 토끼 pAb
비고/별칭	P4HA; P4HA1
종	인간
GeneID (인간)	5033
GeneID	5033
면역원	합성 펩타이드; 인간 P4HA1(NP_001017962.1)의 아미노산 235-534 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
숙주	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P13674
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩