

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-P4Ha2 Rabbit Monoclonal Antibody - O15460

품목 번호: CM0006882



소개

인간 P4HA2를 표적으로 하는 신뢰할 수 있는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 콜라겐 하이드록실화, 섬유증 및 프로릴 4-하이드록실라제 활성화에 대한 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P4HA2 Rabbit mAb
비고/별칭	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
종	인간
GeneID (인간)	8974
GeneID	8974
면역원	인간 P4HA2 (NP_004190.1)의 아미노산 157-333에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15460
단백질 분자량	61 kDa
배송	아이스백