

Anti-P4Ha2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O15460

품목 번호: CM0006875

소개

인간 P4HA2를 타겟으로 하는 신뢰할 수 있는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 콜라겐 수산화, 섬유화 및 프롤릴 4-수산화효소 활성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P4HA2 Rabbit mAb
비고/별칭	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	8974
GeneID	8974
면역원	인간 P4HA2 (NP_004190.1)의 아미노산 157-333에 해당하는 서열을 포함하는 제조용 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O15460
단백질 분자량	61 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)