

Anti-P4Ha2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O15460

품목 번호: CM0026932



소개

P4HA2 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IF/ICC, ELISA를 통해 인간 P4HA2(61kDa)를 검출합니다.

마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 심장, 태반, 폐, 췌장 조직에서의 콜라겐 하이드록실화 및 세포외 기질 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P4HA2 Rabbit pAb
비고/별칭	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
종	인간
유전자 ID (인간)	8974
유전자 ID	8974
면역원	재조합 단백질 인간 P4HA2 (NP_004190.1)의 아미노산 239-333 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15460
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백