

Anti-P4Ha3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z4N8

품목 번호: CM0013194

소개

P4HA3에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 랫트의 P4HA3(콜라겐 프롤릴 4-하이드록실라제 서브유닛)를 검출합니다. 세포외 기질 및 섬유화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P4HA3 Rabbit pAb
비고/별칭	P4HA3
종	인간
GeneID (Human)	283208
GeneID	283208
면역원	인간 P4HA3 (NP_878907.1)의 아미노산 20-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q7Z4N8
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백