

Anti-P4Hb Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P07237

품목 번호: CM0002132



소개

P4HB Rabbit Monoclonal Antibody는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 57 kDa의 단백질 디설파이드-이성질화효소로서 산화환원 조절 및 단백질 접힘에 관여하는 인간, 마우스, 랫트 P4HB와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P4HB Rabbit mAb
비고/별칭	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB
종	인간
GeneID (Human)	5034
GeneID	5034
면역원	인간 P4HB (P07237)의 아미노산 409-508에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P07237
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백