

## Anti-P4Hb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07237

품목 번호: CM0016551



### 소개

사람 P4HB(단백질 디설파이드 이성질화효소)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 단백질 폴딩, ER 스트레스, 콜라겐 생합성 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | P4HB Rabbit pAb                                                                |
| 비고/별칭   | DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB |
| 종       | 사람                                                                             |
| GeneID  | 5034                                                                           |
| 면역원     | 사람 P4HB(NP_000909.2)의 아미노산 329-508에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질                   |
| 원천      | 래빗                                                                             |
| 카테고리    | 폴리클로날 항체                                                                       |
| 적용 분야   | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                       |
| 교차 반응성  | 사람, 마우스, 래트                                                                    |
| SWISS   | P07237                                                                         |
| 단백질 분자량 | 57kDa                                                                          |
| 배송      | 아이스백                                                                           |