

Anti-P4Hb Rabbit Polymab® For Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P07237

품목 번호: CM0002026



소개

P4HB Rabbit PolymAb®는 단백질 디설파이드 이성질화효소에 대한 단일클론 항체로, 인간, 마우스 및 래트에서 WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 디설파이드 결합 형성 및 ER 단백질 접힘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	P4HB Rabbit PolymAb®
비고/별칭	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
종	인간
유전자 ID (인간)	5034
유전자 ID	5034
면역원	인간 P4HB (NP_000909.2)의 아미노산 329-508 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07237
단백질 분자량	57 kDa
배송	아이스백