

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-P53 Dinp1 단일클론 항체 - Q96A56

품목 번호: CM0012768

소개

인간 p53 DINP1에 대한 토끼 단일클론 항체입니다.
마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 확인하였으며 WB,
IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다.
오토파지 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	p53 DINP1 Rabbit mAb
비고/별칭	SIP; Teap; p53DINP1; TP53DINP1; TP53INP1A; TP53INP1B; p53 DINP1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	94241
면역원(Immunogen)	인간 p53 DINP1 (Q96A56)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96A56
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)