


Anti-P53 (Phospho S392) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P04637

품목 번호: CM0000757



소개

Human p53의 Serine 392에 대한 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 검증되었으며 쥐(Rat)와 교차 반응성을 나타냅니다. DNA 손상 반응, 세포 사멸(apoptosis), 및 종양 억제 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-p53-S392 Rabbit mAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S392
종(Species)	Human (사람)
GeneID	7157
면역원(Immunogen)	Human p53 (P04637)의 S392 부근 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Rat (쥐)
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스팩)