


Wb, Ip, Elisa용 Anti-P53 토끼 단일클론 항체 - P04637

품목 번호: CM0002946



소개

인간 p53 (P04637)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), 면역침전(Immunoprecipitation), ELISA에 대해 KO(Knockout) 검증이 완료되었습니다. 인간과 반응합니다. 종양 억제 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] p53 토끼 mAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMF85; TRP53; 53
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7157
유전자 ID	7157
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 p53 (NP_000537.3)의 아미노산 1-393에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스팩