


Wb, Ihc-P, If/Icc용 항 P53 토끼 단일클론 항체(Ko 검증 완료) - P02340

품목 번호: CM0010622



소개

Western blot, IHC-P 및 IF/ICC용 KO 검증 p53 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫드 p53을 검출합니다. 합성 펩타이드 면역원, 43 kDa. 암 연구 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	[KO 검증 완료] p53 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Tp53
종	마우스
GeneID (인간)	7157
GeneID	22059
면역원	합성 펩타이드
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P02340
단백질 분자량	43 kDa
배송	아이스팩