


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항P53 토끼 다클론 항체 - P02340

품목 번호: CM0018896



소개

p53 종양 억제인자를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 시료에서 WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 세포자멸사, 세포주기 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	p53 토끼 pAb
비고/별칭	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Tp53
종	마우스
유전자ID (인간)	7157
유전자ID	22059
면역원	마우스 p53 (NP_035770.2)의 아미노산 290-390 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P02340
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩