


Wb, Ip, Elisa용 Anti-P53 Rabbit Polyclonal Antibody - P04637

품목 번호: CM0029942



소개

인간 p53에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯팅, 면역침강, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 주기 정지와 세포사멸의 주요 조절자인 44kDa p53 종양 억제 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	p53 Rabbit pAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; p53
종	인간
유전자 ID	7157
면역원	인간 p53 (NP_035770.2)의 아미노산 218-390에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백