


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-P53 Rabbit Polymab® (Ko 검증 완료) - P04637

품목 번호: CM0006844



### 소개

인간 p53에 대한 KO 검증 완료 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 재조합 단백질 면역원이며, 인간과 교차 반응합니다. 암 연구 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                              |
|-------------|--------------------------------|
| 제품명         | [KO 검증 완료] p53 Rabbit PolymAb® |
| 비고/별칭       | P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53  |
| 종           | 인간                             |
| GeneID (인간) | 7157                           |
| GeneID      | 7157                           |
| 면역원         | 인간 p53의 재조합 단백질                |
| 공급원         | 토끼                             |
| 분류          | 단일클론 항체                        |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA       |
| 교차 반응성      | 인간                             |
| SWISS       | P04637                         |
| 단백질 분자량     | 44kDa                          |
| 배송          | 얼음팩                            |