

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-P60 Caf1 토끼 단일클론 항체 - Q13112

품목 번호: CM0010482



소개

DNA 복제 및 복구 과정에서 뉴클레오솜 조립에 관여하는 염색질 조립 인자인 인간 p60 CAF1 (CHAF1B)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	p60 CAF1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1
종	인간
유전자 ID (인간)	8208
유전자 ID	8208
면역원	인간 p60 CAF1 (Q13112)의 아미노산 459~559에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13112
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩