

Anti-P60 Caf1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q13112

품목 번호: CM0024710



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 인간 p60 CAF1(CHAF1B, CAF-1 p60)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트를 인식하며 염색체 조립 및 DNA 복제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	p60 CAF1 토끼 pAb
비고/별칭	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1
종	인간
유전자 ID (인간)	8208
면역원	재조합 단백질 인간 p60 CAF1 (NP_005432.1)의 아미노산 270-559에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13112
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩