

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-P63 다클론 항체 - Q9H3D4

품목 번호: CM0017601



소개

인간 p63(TP63)에 대한 토끼 다클론 항체로 WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포사멸, 상피줄기세포 생물학 및 사지 발달 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	p63 Rabbit pAb
비고/별칭	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
종	인간
유전자 ID (인간)	8626
유전자 ID	8626
면역원	재조합 단백질 인간 p63 (NP_003713.3)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H3D4
단백질 분자량	45-77 kDa
배송	아이스백