

Ihc-P, Elisa용 Anti-P63 토끼 단일클론 항체 - Q9H3D4

품목 번호: CM0011853



소개

IHC-P 및 ELISA용 p63 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 상피 형성 및 줄기세포 생물학 연구에 적합합니다. SWISS: Q9H3D4.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	p63 Rabbit mAb
비고/별칭	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
종(Species)	Human
유전자 ID	8626 (Human)
면역원	합성 펩타이드 인간 p63 (NP_003713.3)의 아미노산 581-680 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9H3D4
단백질 분자량	45-77 kDa
배송	아이스 팩