

Wb, Elisa, Chip용 Anti-P63 토끼 단일클론 항체 - Q9H3D4

품목 번호: CM0005135



소개

사람 p63 (TP63)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. WB, ELISA 및 ChIP에 대해 검증되었으며, 분자량 45-77 kDa의 사람 및 쥐 p63를 검출합니다. 전사 조절, 상피 형성 발생 및 사지 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	p63 토끼 mAb
비고/별칭	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	8626
GeneID	8626
면역원	사람 p63 (NP_003713.3)의 아미노산 581-680 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA, ChIP
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q9H3D4
단백질 분자량	45-77 kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)