

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-P63 토끼 단일클론 항체 - Q9H3D4

품목 번호: CM0003385



소개

인간 p63 (종양 단백질 63)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 상피 발달 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	p63 Rabbit mAb
비고/별칭	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	8626
유전자 ID	8626
항원(Immunogen)	인간 p63 (Q9H3D4)의 아미노산 1-203에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9H3D4
단백질 분자량	45-77 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)