

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항P63 토끼 다클론 항체 - Q9H3D4

품목 번호: CM0019873



소개

인간 p63(TP63)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트를 인식합니다. 전사 조절 및 상피 형태형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	p63 토끼 pAb
비고/별칭	AIS, KET, LMS, NBP, RHS, p40, p51, p63, EEC3, OFC8, p73H, p73L, SHFM4, TP53L, TP73L, p53CP, TP53CP, B(p51A), B(p51B)
종	인간
유전자ID (인간)	8626
유전자ID	8626
면역원	합성 펩타이드, 인간 p63 (NP_001108452.1)의 아미노산 166-362 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H3D4
단백질 분자량	45-77 kDa
배송	아이스백