

Anti-P70 S6 Kinase 2 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - Q9Ubs0

품목 번호: CM0014524

소개

인간 p70 S6 Kinase 2 (RPS6KB2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적용 가능합니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. mTOR 신호전달, 세포 성장 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	p70 S6 Kinase 2 Rabbit pAb
비고/별칭	KLS; SRK; S6K2; S6KB; STK14B; S6KI(2); S6Kbeta; p70S6Kb; P70-beta; S6K-beta2; P70-beta-1; P70-beta-2; p70(S6K)-beta; p70 S6 Kinase 2
종	인간
GeneID (인간)	6199
GeneID	6199
면역원	인간 p70 S6 Kinase 2 (NP_003943.2)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBS0
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스팩