

Wb, Ihc-P, Elisa용 항P73 토끼 단클론 항체 - O15350

품목 번호: CM0006984



소개

인간 p73을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체 (O15350). WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트 p73과 교차 반응합니다. p73은 세포자멸사, 종양 억제 및 섬모 형성에 관여하는 p53 관련 전사 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	p73 토끼 단클론 항체
비고/별칭	P73; CILD47; p73
종	인간
유전자 ID	7161
면역원	인간 p73 (O15350)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15350
단백질 분자량	70kDa
배송 방식	아이스 팩