


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-P75Ntr/Ngfr (Cd271) 토끼 단일클론 항체 - P08138

품목 번호: CM0003820



소개

인간 p75NTR/NGFR (CD271/TNFRSF16)을 표적으로 하는 고평가성 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 신경영양인자 신호 전달 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	p75NTR/NGFR 토끼 mAb
비고/별칭	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
종	인간
유전자ID (인간)	4804
유전자ID	4804
면역원	합성 펩타이드: 인간 p75 NGF 수용체(P08138)의 아미노산 300-400 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08138
배송	아이스팩