


Wb, Elisa용 항-p75Ntr/Ngfr 토끼 다클론 항체 - P08138

품목 번호: CM0020352



소개

사람 p75NTR/NGFR에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 신경영양인자 신호 전달 및 뉴런 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	p75NTR/NGFR 토끼 pAb
비고/별칭	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
종	사람
GeneID (사람)	4804
GeneID	4804
면역원	합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P08138
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩