


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-P75Ntr/Ngfr 토끼 Polymab® - P08138 / Q9Z0W1

품목 번호: CM0012125



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA용 p75NTR/NGFR을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 쥐와 교차 반응성을 가지며 인간 및 마우스 NGFR을 인식합니다. 신경영양인자 신호전달, 세포 운명 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	p75NTR/NGFR 토끼 PolymAb®
비고/별칭	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
종	인간/마우스
유전자ID (인간)	4804
유전자ID	4804/18053
면역원	재조합 단백질 인간 p75NTR/NGFR (NP_150086.2)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P08138/Q9Z0W1
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩