

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pabpc1 다클론 항체 - P11940

품목 번호: CM0015808



소개

인간 PABPC1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. mRNA 대사 및 번역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	pAbPC1 토끼 pAb
비고/별칭	PAB1; PABP; PABP1; PABPC2; PABPL1; pAbPC1
종	인간
유전자 ID (인간)	26986
유전자 ID	26986
면역원	합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11940
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스 팩