

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pabpc4 다클론 항체 - Q13310

품목 번호: CM0028445

소개

인간 PABPC4에 대한 토끼 다클론 항체. 응용 분야: WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. mRNA 폴리(A) 결합 및 전사 후 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PABPC4 토끼 pAb
참고/별칭	APP1, APP-1, PABP4, iPABP, PABPC4
종	인간
유전자 ID (인간)	8761
유전자 ID	8761
면역원	인간 PABPC4 (NP_003810.1)의 아미노산 350-450 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13310
단백질 무게	71kDa
배송	아이스백