

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Pabpc5 Rabbit Polyclonal 항체 - Q96Du9

품목 번호: CM0027003

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용을 위해 PABPC5(폴리아데닐레이트 결합 단백질 5)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 종과의 교차 반응성을 보여줍니다. mRNA 대사 및 세포질 조절 과정에 대한 IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PABPC5 Rabbit pAb
비고/별칭	PABP5; PABPC5
종	인간
GeneID (Human)	140886
면역원	인간 PABPC5 (NP_543022.1)의 아미노산 1-382에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96DU9
단백질 무게	43kDa
배송	아이스백