

Wb 및 Elisa용 Anti-Pabpn1 폴리클로날 항체 - Q86U42

품목 번호: CM0028652



소개

Human PABPN1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. Human 및 Mouse PABPN1을 검출하며, 이는 mRNA 3'-말단 처리에 관여하는 핵 내 폴리(A) 결합 단백질입니다. mRNA 대사 및 근이영양증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PABPN1 Rabbit pAb
비고/별칭	OPMD; PAB2; PABII; PABP2; PABP-2; PABPN1
종	인간
유전자 ID	8106
면역원	인간 PABPN1 (NP_004634.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q86U42
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백