

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Pabpn1 토끼 단클론 항체 - Q86U42

품목 번호: CM0003130



소개

사람, 마우스, 쥐 PABPN1과 반응합니다; 웨스턴 블롯, 면역형광, IHC, ELISA에 적합하며 mRNA 처리 및 근육 유전자 조절에 관여하는 핵 폴리(A)-결합 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PABPN1 토끼 mAb
비고/별칭	OPMD, PAB2, PABII, PABP2, PABP-2, PABPN1
종	사람
유전자 ID (사람)	8106
유전자 ID	8106
면역원	사람 PABPN1 (Q86U42)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q86U42
단백질 분자량	31kDa/33kDa
배송	아이스백