


Wb, Elisa용 항-Pacsin2 토끼 다클론 항체 - Q9Unf0

품목 번호: CM0022742



소개

PACSIN2 (신다핀-2, Syndapin-2)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스 시료의 WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. PACSIN2는 카베올라 형태형성, 내포작용 및 HIV-1 확산을 조절합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PACSIN2 토끼 pAb
비고/별칭	SDP2; PACSIN2
종	인간
유전자ID (인간)	11252
유전자ID	11252
면역원	인간 PACSIN2 (NP_009160.2)의 아미노산 240-410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UNF0
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스 팩