

Wb 및 Elisa용 Anti-Pacsin3 폴리클로널 항체 - Q9Uks6

품목 번호: CM0030020

소개

PACSIN3에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 엔도사이토시스 및 막 단백질 트래피킹에 관여하는 단백질인 인간, 마우스 및 랫트 PACSIN3를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PACSIN3 Rabbit pAb
비고/별칭	SDP111; PACSIN3
종	Human
GeneID (Human)	29763
GeneID	29763
면역원	인간 PACSIN3 (NP_057307.2)의 아미노산 175-424에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UKS6
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백