


Wb 및 Elisa용 Anti-Padi1 토끼 다클로날 항체 - Q9ULc6

품목 번호: CM0016368



소개

인간 PADI1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 표피 각질세포의 단백질 아르기닌 테이미나아제 연구에 사용됩니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PADI1 Rabbit pAb
비고/별칭	PDI; PADI; PDI1; HPADI0; PADI1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	29943
GeneID	29943
면역원	재조합 단백질 인간 PADI1 (NP_037490.2)의 아미노산 1-277에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9ULC6
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백