


Wb, Elisa용 Anti-Padi1/Pad1 토끼 단일클론 항체 - Q9Ulc6

품목 번호: CM0007636



소개

인체 PADI1/PAD1에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA 검증 완료, 마우스와 교차 반응함. 단백질 시트룰린화 및 표피 생물학 연구에 이상적임. 예상 분자량 74kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PADI1/PAD1 토끼 mAb
비고/별칭	PADI1; HPADI0; PAD1; PDI; PDII; peptidyl arginine deiminase I; PADI1/PAD1
종	인체
유전자 ID (인체)	29943
유전자 ID	29943
면역원	인체 PADI1/PAD1(NP_037490.2)의 1-277 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스
SWISS	Q9ULC6
단백질 무게	74kDa
배송	아이스팩