

Wb, Elisa용 항-Padi2 토끼 다클론 항체 - Q9Y2J8

품목 번호: CM0015904



소개

PADI2 토끼 pAb(Q9Y2J8)는 단백질-아르기닌 디이미나아제 타입-2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간 교차 반응성으로 WB와 ELISA에서 검증되었으며 IVD 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PADI2 토끼 pAb
비고/별칭	PAD2; PDI2; PAD-H19; PADI2
종	인간
유전자 ID	11240
면역원	인간 PADI2(NP_031391.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y2J8
단백질 분자량	76kDa
배송 방식	아이스백