

Wb, Elisa용 항-Padi4 토끼 다클론 항체 - Q9Um07

품목 번호: CM0020523



소개

PADI4(단백질-아르기닌 디이미나아제 타입 4)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 히스톤 코드, 염색질 조절 및 NET 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PADI4 Rabbit pAb
비고/별칭	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
종	인간
유전자 ID (인간)	23569
유전자 ID	23569
면역원	합성 펩티드 인간 PADI4 아미노산 350-450 내 서열에 해당하는 합성 펩티드 (NP_036519.2) .
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UM07
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백