

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Padi4 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Um07

품목 번호: CM0021229



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF/ICC), ELISA 적용 분야에서 검증된 고품질 anti-PADI4 토끼 폴리클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 PADI4를 인식합니다. 면역학 및 암 연구에서 시트룰리네이션, NETosis, 염색질 재구성을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PADI4 Rabbit pAb
비고/별칭	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
종	인간
GeneID (인간)	23569
GeneID	23569
면역원	인간 PADI4 (NP_036519.2)의 아미노산 290-663에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9UM07
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백