


Wb, Elisa용 Anti-Paep 토끼 다클로날 항체 - P09466

품목 번호: CM0030995



소개

CamelBio의 Anti-PAEP 토끼 다클로날 항체는 WB 및 ELISA를 통해 인간 글리코델린(Glycodelin, P09466)을 검출합니다. 이 항체는 수정, 면역 조절 및 생식 조직 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAEP Rabbit pAb
비고/별칭	GD; GdA; GdF; GdS; PEP; PAEG; PP14; ZIF-1; PAEP
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5047
GeneID	5047
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 PAEP (NP_002562.2)의 아미노산 19-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P09466
단백질 분자량(Protein Weight)	21kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)