


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Paf1 토끼 단일클론 항체 - Q8N7H5

품목 번호: CM0009040



소개

인체 PAF1(PD2)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 배아 줄기세포 다능성에서 PAF1 복합체 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAF1 토끼 mAb
비고/별칭	PD2; F23149_1; PAF1
종	인간
유전자 ID (인간)	54623
유전자 ID	54623
면역원	합성 펩타이드 인간 PAF1(NP_061961.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8N7H5
단백질 무게	60kDa
배송	아이스팩