

Wb, Elisa용 Anti-Pag1 단클론 항체 - Q9Nwq8

품목 번호: CM0002523

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 Anti-PAG1 토끼 단클론 항체 (47 kDa). T세포 신호 전달 조절에 관여하는 인단백질 PAG/Cbp (Q9NWQ8)를 표적으로 합니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAG1 토끼 mAb
비고/별칭	CBP; PAG; PAG1
종	사람
GeneID (사람)	55824
GeneID	55824
면역원	사람 PAG1 (Q9NWQ8)의 아미노산 333-432번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9NWQ8
단백질 분자량	47 kDa
배송	아이스 팩