


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항-Pah 단일클론 항체 - P00439

품목 번호: CM0002417



소개

인체 PAH(Phenylalanine-4-hydroxylase)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 쥐 PAH와 교차 반응합니다. 페닐케톤뇨증 연구 및 효소 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAH 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	PH; PKU; PKU1; PAH
종	인간
유전자 ID	5053
면역원	인간 PAH(P00439)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P00439
단백질 무게	52kDa
배송	아이스팩